

브레인레이싱 사용설명서

BrainRacing

브레인레이싱

훈련모드는 트레이닝 프로토콜과 연동되어 있으므로 별도의 설정이 필요없습니다. 자신의 훈련모드는 게임화면 왼쪽상단에서 확인할 수 있습니다.

게임을 시작하면 트랙을 선택하는 창이 등장합니다. 게임의 능숙도에 따라 레이싱코스를 자유롭게 선택할 수 있습니다. 코스를 선택한뒤 하단의 START버튼을 누르면 게임이 시작됩니다. 자동차는 키보드 방향키를 이용하여 조작할 수 있습니다. 방향키 대신 ASDW를 이용하여 자동차를 조작할 수 있습니다. ↑(W, 전진), ↓(S, 후진), ←(A, 좌측방향), →(D, 우측방향), Space(정지), Shift키와 전진키를 동시에 누르면 가속이 됩니다.

게임 중 등장하는 보석은 가속 에너지를 채워주는 기능을 제공합니다. 또, 훈련 중 자신의 훈련모드 상태의 뇌파를 잘 만들게 되면 피드백음이 나오고 가속 에너지를 빨리 채울 수 있게 됩니다.

게임화면의 좌측상단에 시간창을 통해 레이싱 경과시간을 확인할 수 있습니다. LAB는 완주해야할 남은 바퀴수를 뜻합니다. 게임화면의 우측 상태창을 통해 실시간 등수를 확인할 수 있습니다. 자신은 I로 표시됩니다.

게임을 종료하면 좌우뇌 균형훈련을 하시겠습니까? 라는 창이 등장합니다. 예를 누르면 좌우뇌균형게임이 자동 실행됩니다. 좌우뇌균형훈련은 브레인헬스의 훈련방법과 동일합니다.

